

## Apprentice Bullet

L'Apprentice Bullet est un tricycle à vitesse unique, très stable et assise basse, destiné à une utilisation indépendante ou supervisée lorsqu'il est spécifié avec une barre de poussée.

La gamme Apprentice sont des versions multi-utilisateurs du tricycle, qui disposent d'une assise pivotante, d'un réglage rapide du siège (15 cm) et d'un réglage télescopique de la longueur des jambes (15 cm), tout en permettant au pilote de rester assis. Une caractéristique idéale pour tous les environnements à utilisateurs multiples.

La position basse de l'Apprentice (à hauteur du fauteuil roulant) facilite le transfert et rend la conduite beaucoup plus stable, tandis que l'angle plus naturel (droit) du dossier est plus favorable à la posture et soulage les problèmes de tension de la nuque généralement associés aux modèles couchés.

L'Apprentice est disponible avec une large gamme d'options et d'accessoires, en particulier pour la posture et le soutien, et peut être personnalisé en fonction des besoins exacts de l'utilisateur.



### Options Standard

- Transfert facilité et ergonomie du siège
- Vitesse unique (Pignon libre ou Fixe)
- Ajustement des jambes et du siège (15cm)
- Direction assistée (ABS)

### Options Populaire

-  Barre de poussée
-  "Dual Axle" pignon fixe et libre
-  "Trailer Bar" remorque
-  (Quick Release) Démontable et transportable
-  "Smart Brake"



# Tomcat Apprentice Bullet Trike



See below for the full range of features, accessories, and Innovations

