


Référence:

Société:

Livraison:

Date:



## Road hogg



### Swiss Options

Tricycle de thérapie avec vitesse ,pédalier libre, pédale standard, selle std,2 freins, pneu std, drapeau de sécurité, démon- table en 2 pièces et coloris à choix

### Taille

- ☐ 300 (3 à 5 ans), 4236 Chf
- ☐ 350 (4 à 6 ans), 4236 Chf
- ☐ 400 (6 à 10 ans), 4236 Chf
- ☐ 450 (10-14 ans), 4236 Chf


### Axe



☒ 8 vitesses Nexus



☒ Séparable en 2 pièces




☒ Drapeau de sécurité

### Contrôle



☒ sangle de sécurité avec freins, incl



☒ Poignée dirigeable avec poignée freins et sangle de sécurité, incl.

## Pédalier et Guide-jambe



Pédale Standard - Inclu



Gouttière de pieds  
avec velcro - 315 Chf



Pédale avec Sangle- 95 Chf



Gouttière de pieds  
avec guide-jambe - 715 Chf

## Dossier



Barre en T - 390 Chf



Support pour appui-  
pelvien - 260 Chf



Barre en T avec  
dossier- 690 Chf

## Roue



Standard- incl



Cross- 133 Chf



Protect- 270 Chf

## Ceintures



☐ Ceinture 2pts  
- 93 CHF



☐ Ceinture 4pts  
- 258



☐ Harnais  
- 269 chf

## Options



☐ démontage rapide  
roue - 880 Chf



☐ Corbeille - 225 Chf



☐ Freins de park  
- 187 Chf

## Appui-tête




☐ Appui-tête - 189 Chf



☐ Appui-tête avec guide- 391 Chf

## Pédalier



☐ 1:95

☐ 1:110

☐ 1:120

☐ 1:150

☐ 1:175

## Pelote



☐ Guide latérale simple - 56 Chf



☐ Pelote Thoracique 216 Chf



☐ Pelote Pelvienne 392 Chf

## Selle



☐ Plot retenue - 337 Chf




☐ Selle pivotante 435 Chf

☐ Selle Large 157 Chf


## Coloris




Rouge




Violet




Mauve




Noir




Bleu



Rose




Vert



Orange




☐ Motorisation Bionic - 1830 Chf



☐ Selle sur mesure - 1300 Chf



☐ Traler Bar - 1008 Chf



### Pelote Thoracique

Mini - 10x10cm

Small - 14x17cm

Large - 17x21 cm



### Gouttière de pieds

Gr 1 - jusqu'à 17cm

Gr 2 - 18 à 21cm

Gr 3 - 21 à 25cm

Gr 4 - 25 à 30cm



### Guide-Jambe circonfé et hauteur


Gr1 circ. - 17-22cm / Gr Bar 1 - 17-24 cm

Gr2 circ. - 22-28cm / Gr Bar 2 - 22-29 cm

Gr3 circ. - 28-34cm / Gr Bar 3 - 27-34 cm

Gr4 circ.- 34-42cm / Gr Bar 4 - 33-42cm

### Crankset



### Pédalier

1:90

1:110


1:120

1:150


1:175

| FRAME SELECTION - TIGER |                    |                      |                                    |                               |
|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Users Inside Leg Length | Nominal Frame Size | Crank Length in Cm's | Seat Post<br>S = Short<br>L = Long | Min / Max User Height in Cm's |
| 30cm                    | Small              | 65                   | S                                  | 70 - 96                       |
| 37cm                    |                    |                      | L                                  | 78 - 104                      |
| 32cm                    | Large              | 80                   | S                                  | 73 - 109                      |
| 38.5cm                  |                    |                      | L                                  | 87 - 109                      |


| FRAME SELECTION - FIZZ/ ROADHOG/ TAMARA |                    |                      |                                                     |                               |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Users Inside Leg Length                 | Nominal Frame Size | Crank Length in Cm's | Seat Post<br>D = Dogleg<br>S = Standard<br>L = Long | Min / Max User Height in Cm's |
| 40cm                                    | 30                 | 95                   | D                                                   | 85 - 99                       |
| 45cm                                    |                    |                      | S                                                   | 95 - 116                      |
| 50cm                                    |                    |                      | L                                                   | 105 - 132                     |
| 46                                      |                    | 110                  | S                                                   | 97 - 119                      |
| 51cm                                    |                    |                      | L                                                   | 107 - 147                     |
| 46cm                                    | 35                 | 110                  | D                                                   | 97 - 112                      |
| 54cm                                    |                    |                      | S                                                   | 109 - 127                     |
| 59cm                                    |                    |                      | L                                                   | 118 - 149                     |
| 56cm                                    |                    | 125                  | S                                                   | 112 - 132                     |
| 61cm                                    |                    |                      | L                                                   | 122 - 152                     |
| 58cm                                    | 40                 | 150                  | D                                                   | 116 - 127                     |
| 62cm                                    |                    |                      | S                                                   | 124 - 152                     |
| 68cm                                    |                    |                      | L                                                   | 136 - 170                     |
| 62cm                                    | 45                 | 150                  | D                                                   | 132 - 157                     |
| 68cm                                    |                    |                      | S                                                   | 136-162                       |
| 71                                      | 45+                | 175                  | S                                                   | 142-167                       |
| 71cm                                    |                    |                      | L                                                   | 153 - 175                     |



| Gear Ratios |                      |
|-------------|----------------------|
| Type        | Ratio                |
| Low         | 28T Front x 36T Rear |
| Medium      | 28T Front x 28T Rear |
| High        | 36T Front x 28T Rear |
| Extra High  | 36T Front x 16T Rear |



| LATERAL ARMS AND PADS       |                     |             |                   |                   |
|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Users Chest Girth (Clothed) | Gap Between Arms or | Arms Radius | Small Pads Radius | Large Pads Radius |
| 48                          | 15                  |             | 25                |                   |
| 50                          | 17                  |             | 25                |                   |
| 55                          | 19                  | 8           | 25                | 25                |
| 60                          | 20                  | 8           | 25                | 25                |
| 65                          | 22                  | 25          | 25                | 50                |
| 70                          | 24                  | 25          | 50                | 50                |
| 75                          | 25                  | 25          | 50                | 50                |
| 80                          | 27                  | 50          | 50                | 50                |
| 85                          | 29                  | 50          | 50                | 50                |
| 90                          | 30                  | 50          | 50                | 50                |
| 95                          | 32                  | 50          |                   | 50                |
| 100                         | 34                  | 50          |                   | 50                |
| 105                         | 35                  | 50          |                   | 50                |
| 110                         | 37                  | 50          |                   | 50                |



Measure users chest girth (clothed) to specify the arms gap and corner radius of the arms or pads required.

## Remarque: