

Réfère  
Société:  
Livraison:  
Date:

## Configuration Standard

Châssis fixe et robuste  
8 vitesses  
Freins avant V brake  
essieur arrière V Brake  
Freins à disc à l'arrière  
Freins de parc  
Ajustable de 115 à 176 cm  
Vitesse 25 km/h  
Roue 20"

## Silver Arrow




- Silver Arrow  
pour personne mesurant  
entre 115 à 176 cm  
- 5722 CHF

Châssis



- Séparable en 2 pièces - 1684 CHF



Prénom:

- Drapeau de sécurité -

## Info Motorisation



- 250W assistance électrique avec 6 vitesses (3 boutons de réglages)
- Bouton de capacité sur la batterie
- Bouton d'assistance électrique sans pédalage jusqu'à 6km/h
- Type Arrow sans assistance élect.
- Type Flame avec motorisation

### Système complet de motorisation avec Batterie

- Moteur avec Batterie 8 AH - 4307 CHF
- Moteur avec Batterie 14 AH - 4696 CHF



- Display standard Vitesse 20 Km/h - 0 CHF
- Display standard Vitesse 25 Km/h - 0 CHF
- Display LCD Vitesse 25 Km/h - 84 CHF

### Batterie



- Supplément Batterie 8 AH - 686 CHF
- Supplément Batterie 14 AH - 1075 CHF



- Display standard Vitesse 20 Km/h - 0 CHF
- Display standard Vitesse 25 Km/h - 0 CHF
- Display LCD Vitesse 25 Km/h - 84 CHF


Pédalier et  
Guide Jambe



Pédale Standard






Gouttière de pieds  
avec velcro - 315 Chf




Gouttière de pieds  
avec guide-jambe - 715 Chf

Siège



Guidon



## Guidon



Tom Riley



Chopper



MTB

## Roue



Standard- incl



Cross- 133 Chf



Protect- 270 Chf

## Options



démontage rapide  
roue - 880 Chf

Corbeille - 225 Chf



## Ceintures



Ceinture 2pts  
- 93 CHF



Ceinture 4pts  
- 258



Harnais  
- 269 chf

## Pelote



Guide latérale simple - 56 Chf



Pelote Thoracique 216 Chf



Pelote Pelvienne 392 Chf

## Selle



Plot retenue - 337 Chf




Selle pivotante 435 Chf

Selle Large 157 Chf

## Options



Motorisation Bionic - 1830 Chf



Selle sur mesure - 1300 Chf



Traler Bar - 650 Chf

## Coloris



Rouge




Violet



Mauve



Noir



Bleu



Rose




Vert



Orange



## Mesures




### Pelote Thoracique

- Gr 1 Mini - 10x10cm
- Gr 2 Small - 14x17cm
- Gr 3 Large - 17x21 cm




### Gouttière de pieds

- Gr 1 Gr 1 - jusqu'à 17cm
- Gr 2 Gr 2 - 18 à 21cm
- Gr 3 Gr 3 - 21 à 25cm
- Gr 4 Gr 4 - 25 à 30cm



### Guide-Jambe circonfé et hauteur

- Gr 1 Gr1 circ. - 17-22cm / Gr Bar 1 - 17-24 cm
- Gr 2 Gr2 circ. - 22-28cm / Gr Bar 2 - 22-29 cm
- Gr 3 Gr3 circ. - 28-34cm / Gr Bar 3 - 27-34 cm
- Gr 4 Gr4 circ.- 34-42cm / Gr Bar 4 - 33-42cm



A .....

B .....

C .....

### Pédalier


- 1:95
- 1:110
- 1:120
- 1:150
- 1:175




FRAME SELECTION - TIGER				
Users Inside Leg Length	Nominal Frame Size	Crank Length in Cm's	Seat Post S = Short L = Long	Min / Max User Height in Cm's
30cm	Small	65	S	70 - 96
37cm			L	78 - 104
32cm	Large	80	S	73 - 109
38.5cm			L	87 - 109



FRAME SELECTION - FIZZ/ ROADHOG/ TAMARA				
Users Inside Leg Length	Nominal Frame Size	Crank Length in Cm's	Seat Post D = Dogleg S = Standard L = Long	Min / Max User Height in Cm's
40cm	30	95	D	85 - 99
45cm			S	95 - 116
50cm			L	105 - 132
46	35	110	S	97 - 119
51cm			L	107 - 147
46cm	35	110	D	97 - 112
54cm			S	109 - 127
59cm			L	118 - 149
56cm			S	112 - 132
61cm	40	125	L	122 - 152
58cm	40	150	D	116 - 127
62cm			S	124 - 152
68cm			L	136 - 170
62cm	45	150	D	132 - 157
68cm			S	136 - 162
71	45+	175	S	142 - 167
71cm			L	153 - 175




Gear Ratios	
Type	Ratio
Low	28T Front x 36T Rear
Medium	28T Front x 28T Rear
High	36T Front x 28T Rear
Extra High	36T Front x 16T Rear



# Tomcat Silver Arrow Trike

Popular Standard and Optional Features



**Remarque:**