

_DREEFT

Do you want to brake free ?



E P P U R

RALENTIR

Le premier système de freinage pour fauteuil roulant manuel :
Une paire de roues pour freiner sans se blesser.




Aujourd'hui, freiner ou tourner en fauteuil roulant revient à utiliser ses mains comme des plaquettes de frein, occasionnant des douleurs aux bras et des brûlures aux mains.

Grâce aux roues Dreeft, le freinage se réalise du bout des doigts, sans effort ni frottement !

Pour actionner le frein, il suffit d'exercer une faible pression vers l'arrière sur la main courante.



POUR ALLER PLUS LOIN



DONNEES TECHNIQUES (se référer à la fiche de mesure)

Dimensions des roues : **24" (ETRTO 540mm)**
Type de pneumatiques : **Schwalbe Marathon+ 25-540**
Type de mains courantes : **Aluminium anodisé noir Ø19mm**
Type de jantes : **Double paroi, aluminium**
Grip de mains courantes : **Grip adhérent pour MC Ø30mm**

Rayons : **24 rayons 14G acier galvanisé noir**
Flasque de fixation des MC : **Aluminium thermolaqué noir**
Diamètre d'axe : **Compatible 12mm et 12,7mm**
Ecartement main courante : **12 mm ou 19mm**
Poids max utilisateur : **120 kg**
Poids roue toute équipée : **3 750 g**



Zéro frottement

Fini les gants, la corne sur les mains



-80% d'efforts au freinage

*Par rapport à une roue normale
(Vos épaules diront merci)*



Motorisable

*Sécurise et simplifie l'usage des
5èmes roues de propulsion*



Compatible para&tétra

*Efficace sans préhension,
même sous la pluie !*



DISPONIBLE À L'ESSAI CHEZ



2400.-*

** Prix indicatif pour une paire de roues,
ses axes, et ses aptateurs de fixation.
Voir details et options sur la fiche de mesure*

Pour plus d'info
scannez-moi



orthoconcept.ch