

Référence:

Société:

Livraison:

Date:

Fizztrike




Swiss Options

Tricycle de thérapie, avec pédalier libre, pédale standard, selle std, 2 freins, pneu std, drapeau de sécurité, démontable en 2 pièces et coloris

Taille

- ☐ 300 (3 à 5 ans), 3460Chf
- ☐ 350 (4 à 6 ans), 3460 Chf
- ☐ 400 (6 à 10 ans), 3460 Chf
- ☐ 450 (10-14 ans), 3460 Chf

Axe



☐ Libre - Incl.




☒ Dual incl.

Contrôle



☒ sangle de sécurité avec freins, incl



☒ Poignée dirigeable avec poignée freins et sangle de sécurité, incl.

Pédalier et Guide-jambe



Pédale Standard - Inclu



Gouttière de pieds
avec velcro - 315 Chf



Pédale avec Sangle- 95 Chf



Gouttière de pieds
avec guide-jambe - 715 Chf

Dossier



Barre en T - 390 Chf



Support pour appui-
pelvien - 260 Chf



Barre en T avec
dossier- 690 Chf

Roue



Standard- incl



Cross- 133 Chf



Protect- 270 Chf

Ceintures



☐ Ceinture 2pts
- 93 CHF



☐ Ceinture 4pts
- 258



☐ Harnais
- 269 chf

Options



☐ démontage rapide
roue - 880 Chf



☐ Corbeille - 225 Chf



☐ Freins de park
- 187 Chf

Appui-tête




☐ Appui-tête - 189 Chf



☐ Appui-tête avec guide- 391 Chf

Pédalier



☐ 1:95

☐ 1:110

☐ 1:120

☐ 1:150

☐ 1:175

Pelote



☐ Guide latérale
simple - 56 Chf



☐ Pelote Thoracique
216 Chf



☐ Pelote Pelvienne
392 Chf

Selle



☐ Plot retenue - 337 Chf




☐ Selle pivotante
435 Chf

☐ Selle Large
157 Chf


Coloris




Rouge




Violet




Mauve




Noir




Bleu



Rose




Vert



Orange




☐ Motorisation
Bionic - 1830 Chf



☐ Selle sur
mesure - 1300 Chf



☐ Traler Bar - 1008 Chf



Pelote Thoracique

Mini - 10x10cm

Small - 14x17cm

Large - 17x21 cm



Gouttière de pieds

Gr 1 - jusqu'à 17cm

Gr 2 - 18 à 21cm

Gr 3 - 21 à 25cm

Gr 4 - 25 à 30cm



Guide-Jambe circonfé et hauteur


Gr1 circ. - 17-22cm / Gr Bar 1 - 17-24 cm

Gr2 circ. - 22-28cm / Gr Bar 2 - 22-29 cm

Gr3 circ. - 28-34cm / Gr Bar 3 - 27-34 cm

Gr4 circ.- 34-42cm / Gr Bar 4 - 33-42cm

Crankset



Pédalier

1:90

1:110

1:120


1:150

1:175


FRAME SELECTION - TIGER				
Users Inside Leg Length	Nominal Frame Size	Crank Length in Cm's	Seat Post S = Short L = Long	Min / Max User Height in Cm's
30cm	Small	65	S	70 - 96
37cm			L	78 - 104
32cm	Large	80	S	73 - 109
38.5cm			L	87 - 109



FRAME SELECTION - FIZZ/ ROADHOG/ TAMARA				
Users Inside Leg Length	Nominal Frame Size	Crank Length in Cm's	Seat Post D = Dogleg S = Standard L = Long	Min / Max User Height in Cm's
40cm	30	95	D	85 - 99
45cm			S	95 - 116
50cm			L	105 - 132
46		110	S	97 - 119
51cm			L	107 - 147
46cm	35	110	D	97 - 112
54cm			S	109 - 127
59cm			L	118 - 149
56cm		125	S	112 - 132
61cm			L	122 - 152
58cm	40	150	D	116 - 127
62cm			S	124 - 152
68cm			L	136 - 170
62cm	45	150	D	132 - 157
68cm			S	136-162
71	45+	175	S	142-167
71cm			L	153 - 175




Gear Ratios	
Type	Ratio
Low	28T Front x 36T Rear
Medium	28T Front x 28T Rear
High	36T Front x 28T Rear
Extra High	36T Front x 16T Rear



LATERAL ARMS AND PADS

Users Chest Girth (Clothed)	Gap Between Arms or	Arms Radius	Small Pads Radius	Large Pads Radius
48	15		25	
50	17		25	
55	19	8	25	25
60	20	8	25	25
65	22	25	25	50
70	24	25	50	50
75	25	25	50	50
80	27	50	50	50
85	29	50	50	50
90	30	50	50	50
95	32	50		50
100	34	50		50
105	35	50		50
110	37	50		50



Measure users chest girth (clothed) to specify the arms gap and corner radius of the arms or pads required.

Remarque: