

Réfère
Société:
Livraison:
Date:

Configuration Standard

Châssis fixe et robuste
pignon libre et fixe
Freins avant V brake
essieu arrière V Brake
Freins à disc à l'arrière
Freins de parc
Ajustable de 125 à 176 (Arrow)
et 168 à 189 cm (Bullet)


Apprentice



☒ Prix 5337 CHF hors Taxe

- ☐ Apprentice Arrow (7 à 14 ans)
pour personne mesurant
entre 125 à 176 cm
- ☐ Apprentice Bullet (14 à +)
pour personne mesurant
entre 168 à 190 cm
(int. jambe 65 à 92 cm)

Axe



☐ Libre - Incl.




☒ Dual incl.

☒ Freins de parc

Contrôle



☒ sangle de sécurité
avec freins, incl



☒ Poignée dirigeable avec poignée
freins et sangle de sécurité, incl.

Pédalier et Guide Jambe



Pédale Standard



Pédale avec Sangle- 95 Chf



Gouttière de pieds
avec velcro - 315 Chf



Gouttière de pieds
avec guide-jambe - 715 Chf

Appui-tête




Appui-tête - 189 Chf




Appui-tête avec guide- 391 Chf

Châssis



Démontable et Transportable - 807 CHF



Drapeau de sécurité

Options



☐ Motorisation
Bionic - 1830 Chf



☐ Selle pivotante
435 Chf



☐ Traler Bar - 1250 Chf

Roue



☐ Standard- incl



☐ Cross- 133 Chf



☐ Protect- 270 Chf

Options



☐ démontage rapide
roue - 880 Chf



☐ Corbeille - 225 Chf

Ceintures



☐ Ceinture 2pts
- 93 CHF



☐ Ceinture 4pts
- 258



☐ Harnais
- 269 chf

Pelote



☐ Guide latérale
simple - 56 Chf



☐ Pelote Thoracique
216 Chf



☐ Pelote Pelvienne
392 Chf

Siège

☐ Siège avec Pad 4 Pièces

☐ 5 Pads

☐ Siège Mousse

Guidon

☐ Rabattable


☐ Chopper

☐ MTB


Coloris



Rouge

☐

Violet

☐


Mauve

☐

Noir

☐

Bleu

☐

Rose

☐


Vert

☐

Orange

☐

Mesures




Pelote Thoracique

- ☐ Gr 1 Mini - 10x10cm
- ☐ Gr 2 Small - 14x17cm
- ☐ Gr 3 Large - 17x21 cm




Gouttière de pieds

- ☐ Gr 1 Gr 1 - jusqu'à 17cm
- ☐ Gr 2 Gr 2 - 18 à 21cm
- ☐ Gr 3 Gr 3 - 21 à 25cm
- ☐ Gr 4 Gr 4 - 25 à 30cm



Guide-Jambe circonfé et hauteur

- ☐ Gr 1 Gr1 circ. - 17-22cm / Gr Bar 1 - 17-24 cm
- ☐ Gr 2 Gr2 circ. - 22-28cm / Gr Bar 2 - 22-29 cm
- ☐ Gr 3 Gr3 circ. - 28-34cm / Gr Bar 3 - 27-34 cm
- ☐ Gr 4 Gr4 circ.- 34-42cm / Gr Bar 4 - 33-42cm



A

B

C

Pédalier



☐ 1:95

☐ 1:110

☐ 1:120


☐ 1:150

☐ 1:175


FRAME SELECTION - TIGER				
Users Inside Leg Length	Nominal Frame Size	Crank Length in Cm's	Seat Post S = Short L = Long	Min / Max User Height in Cm's
30cm	Small	65	S	70 - 96
37cm			L	78 - 104
32cm	Large	80	S	73 - 109
38.5cm			L	87 - 109




FRAME SELECTION - FIZZ/ ROADHOG/ TAMARA				
Users Inside Leg Length	Nominal Frame Size	Crank Length in Cm's	Seat Post D = Dogleg S = Standard L = Long	Min / Max User Height in Cm's
40cm	30	95	D	85 - 99
45cm			S	95 - 116
50cm			L	105 - 132
46		110	S	97 - 119
51cm			L	107 - 147
46cm	35	110	D	97 - 112
54cm			S	109 - 127
59cm			L	118 - 149
56cm		125	S	112 - 132
61cm			L	122 - 152
58cm	40	150	D	116 - 127
62cm			S	124 - 152
68cm			L	136 - 170
62cm	45	150	D	132 - 157
68cm			S	136-162
71	45+	175	S	142-167
71cm			L	153 - 175



Gear Ratios	
Type	Ratio
Low	28T Front x 36T Rear
Medium	28T Front x 28T Rear
High	36T Front x 28T Rear
Extra High	36T Front x 16T Rear



Tomcat Apprentice Bullet Trike



Remarque: